

Desinfektionsmittel EW80[®] des

Wirkungsspektrum und Einwirkzeiten			5 min	15 min	60 min
Wirkungsspektrum	Prüfmethode				
Anwendungsempfehlung zur Flächendesinfektion: Bakterizid, levurozid*	VAH/EN 16615	mit Mechanik, hohe Belastung	1 %	0,75 %	0,5 %
begrenzt viruzid	EN 14476	hohe Belastung		1 %	
Ergänzende Prüfergebnisse					
bakterizid	EN 13727	hohe Belastung	0,25 %	0,25 %	0,25 %
	EN 16615	hohe Belastung	1 %	0,75 %	0,5 %
levurozid	EN 13624	hohe Belastung	1 %	0,5 %	0,25 %
	EN 16615	hohe Belastung	0,5 %	0,25 %	0,25 %
tuberkulozid (M.terrae)	DGHM	hohe Belastung			0,5 %
begrenzt viruzid	RKI/DVV	inkl. HBV/HIV/HCV		0,5 %	
wirksam gegen Noroviren (MNV)	EN 14476	niedrige Belastung			1 %
wirksam gegen Papova-/Polyomaviren	RKI/DVV				1 %
wirksam gegen Rotaviren	RKI/DVV			0,25 %	

* einschließlich Phase 2 Stufe 1 – und Phase 2 Stufe 2 Tests (quantitative Suspensionsversuche und praxisnahe Keimträgerversuche)



Dr. Schumacher



Dr. Schumacher GmbH

Am Roggenfeld 3 · 34323 Malsfeld · Germany

P +49 5664 9496-0 · www.schumacher-online.com