

Instrumenten-Reinigungs- und Desinfektionspräparat EW80[®] mat

Wirkungsspektrum und Einwirkzeiten

5 min

Bakterien und Pilze

Anwendungsempfehlung zur Instrumentendesinfektion (bakterizid, levurozid)*	DGHM	55 °C, hohe Belastung	1 %
--	------	-----------------------	-----

Viren

begrenzt viruzid	RKI/DVV	55 °C	1 %
------------------	---------	-------	-----

Ergänzende Prüfergebnisse

tuberkulozid (M.terrae)	DGHM	55 °C, hohe Belastung	1 %
-------------------------	------	-----------------------	-----

* einschließlich Phase 2 Stufe 1 – und Phase 2 Stufe 2 Tests (quantitative Suspensionsversuche und praxisnahe Keimträgerversuche)



Dr. Schumacher



Dr. Schumacher GmbH

Am Roggenfeld 3 · 34323 Malsfeld · Germany

P +49 5664 9496-0 · www.schumacher-online.com